

明るいカラーが印象的

生物顕微鏡 BA60シリーズ

- LED照明と反射鏡交換式モデルの2種類をラインアップ。
- 小型ながら堅牢な筐体で顕微鏡精度の誤差が少ない構造です。

丸型のステージは、
横・縦・回転・斜め
方向へ自在に稼働！

児童でも持ちやす
いアーム部構成。
しっかり手で保持
できます！



BA60

● LED照明



BA60RL



● LED照明と
反射鏡交換式

視覚的に分かり易く色分けした焦
準装置を装備。粗動ハンドルは赤色、
微動ハンドルは黒色に色分け。



■ 丸型のステージは、横・縦・回転・斜め方向へ自在に動かすことができます。プレパラートを動かして見たい対象を探すより簡単に対象を探すことができ、観察しやすくなっています。

■ 児童でも持ちやすいアーム型のデザインを採用していますので、持ち運ぶ際にしっかり手で保持することができ、安全です。

■ 視覚的に分かりやすく色分けした焦準装置を装備しています。粗動ハンドルは赤色、微動ハンドルは黒色に色分けしてありますので、操作の間違いを防ぎ易くなっています。



■ BA60RLはLED照明と反射鏡の交換式です。LED⇔反射鏡の交換は工具が不要のねじ込み式です。反射鏡で使い方を指導し、観察は場所を選ばない充電式LEDで、用途に応じた利用が可能です。

タイプ	LEDタイプ		反射鏡・LED交換式タイプ	
400倍モデル				
形名	BA60-4S	BA60-4S 格納箱付	BA60RL-4S	BA60RL-4S 格納箱付
Cat.No	114-350	114-350B	114-352	114-352B
価格	¥39,000 (税込¥42,900)	¥58,000 (税込¥63,800)	¥41,000 (税込¥45,100)	¥60,000 (税込¥66,000)
総合倍率	40~400×			
接眼レンズ	WF10×/18mm 接眼マイクロメータ取付枠つき			
600倍モデル				
形名	BA60-6S	BA60-6S 格納箱付	BA60RL-6S	BA60RL-6S 格納箱付
Cat.No	114-351	114-351B	114-353	114-353B
価格	¥47,000 (税込¥51,700)	¥66,000 (税込¥72,600)	¥49,000 (税込¥53,900)	¥68,000 (税込¥74,800)
総合倍率	40~600×			
接眼レンズ	WF10×/18mm WF15×/13mm 接眼マイクロメータ取付枠つき			
共通				
対物レンズ	アクリマート対物レンズ 4× 10× S40×			
鏡筒	単眼45°傾斜鏡筒			
レボルバ	3個穴 内向き			
ステージ	丸型 (φ150mm) 可動式 ワンタッチクレンメル搭載			
照明装置	充電式LED光源装置内蔵 連続調光式		LED/反射鏡交換タイプ ねじ込み式 充電式LED：連続調光式 平凹反射鏡：ミラー部φ40mm	
大きさ・重さ	W155×D230×H333mm 約2.4kg			
付属品	接眼鏡用キャップ ガストカバー 六角レンチ (2種) ACアダプタ 予備LED 平凹両面反射鏡 (RLタイプのみ)			

*メカニカルステージは取り付けられません。

■ 補充部品

190453 接眼レンズ WF10×	¥3,800 (税込 ¥4,180)	190035 顕微鏡ACアダプタ	¥3,900 (税込 ¥4,290)
190515 接眼レンズ WF15×	¥8,000 (税込 ¥8,800)	190121 充電式LED光源	¥10,200 (税込 ¥11,220)
190536 対物レンズ 4×	¥4,200 (税込 ¥4,620)	196856 LEDランプ A	¥1,600 (税込 ¥1,760)
190537 対物レンズ 10×	¥5,400 (税込 ¥5,940)	■ オプション	
190538 対物レンズ S40×	¥7,200 (税込 ¥7,920)	114-376 木製格納箱	¥19,000 (税込 ¥20,900)

顕微鏡に関する技術的なご相談は ☎ 0120-376-673 FAX.03-6854-0275 E-mail : soudan@shimadzu-rika.co.jp

株式会社 島津理化 <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東京 TEL 03-6854-0210 札幌 TEL 011-758-0788
 仙台 TEL 022-380-8950
 西日本営業部 大阪 TEL 06-6454-3133 名古屋 TEL 052-857-9176
 福岡 TEL 092-271-1418
 理化教育事業部 TEL 03-6854-0274 海外事業部 TEL 03-6854-0261

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル