

明るいカラーが印象的

生物顕微鏡 BA80シリーズ

粗微動ハンドルを二軸にした
ベーシックタイプ！

オプションの
対物レンズ100×追加で
1000×・1500×まで
対応可能！

アクロマート
対物レンズで
画像が鮮明

本格的な
メカニカル
ステージ

充電式LED照明
長寿命・省電力

一つのハンドル
でX/Y軸操作

視覚的に分かり易く
色分けした焦準装置





視覚的に分かり易く色分けした焦準装置を装備しています。粗動ハンドルは赤色、微動ハンドルは黒色に色分けしてありますので、操作の間違いを防ぎ易くなっています。



X/Y軸の操作を一つのハンドルに集約。接眼レンズで観察しながらでも簡単に操作ができます。

Cat.No	114-290	114-290B	114-291	114-291B
品 名	BA80-6S	BA80-6S (格納箱付)	BA80-9S	BA80-9S (格納箱付)
価 格	¥63,000 (税込¥69,300)	¥82,400 (税込¥90,640)	¥77,000 (税込¥84,700)	¥96,400 (税込¥106,040)
総合倍率	40 ～ 600×		40 ～ 900×	
接眼レンズ	WF10×/18mm WF15×/13mm			
対物レンズ	アクロマート対物レンズ 4× 10× S40×		アクロマート対物レンズ 4× 10× S40× S60×	
鏡筒形式	単眼45°傾斜鏡筒 360°回転 接眼スリーブ内径23.2mm			
焦準装置	ステージ上下動 粗微動二軸 標本安全装置付き			
ステージ	一体型XYステージ			
コンデンサ (集光器)	アッペコンデンサ N.A.1.25 (油浸時) /0.90 (乾燥時) 回転昇降式 虹彩式開口絞り			
照明装置	LED (充電式、連続調光式)			
大きさ・重さ	約W180×D270×H355mm 約4.2Kg			
電 源	AC100-240V 50/60Hz (ACアダプタ)			
付属品	接眼鏡用キャップ ダストカバー 六角レンチ (2種) ACアダプタ 予備LED			
格納箱	—	●	—	●

■ 補充部品

190453 接眼レンズ WF10×	¥3,800 (税込 ¥4,180)
190515 接眼レンズ WF15×	¥8,000 (税込 ¥8,800)
190167 対物レンズ 4×	¥4,300 (税込 ¥4,730)
190168 対物レンズ 10×	¥6,300 (税込 ¥6,930)
190169 対物レンズ S40×	¥8,300 (税込 ¥9,130)
190159 対物レンズ S60×	¥14,000 (税込 ¥15,400)

* 190159 S60×はBA80-9Sのみ対応

■ オプション

190120 対物レンズ S100×-oil	¥18,000 (税込 ¥19,800)
------------------------	----------------------

顕微鏡に関する技術的なご相談は ☎ 0120-376-673 FAX.03-6854-0275 E-mail : soudan@shimadzu-rika.co.jp

株式会社 島津理化 <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東 京 TEL 03-6854-0210 札 幌 TEL 011-758-0788
仙 台 TEL 022-380-8950
西日本営業部 大 阪 TEL 06-6454-3133 名古屋 TEL 052-857-9176
福 岡 TEL 092-271-1418
理化教育事業部 TEL 03-6854-0274 海外事業部 TEL 03-6854-0261

本 社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル