

周囲まで **ぐっきり** 見える **高級プランレンズ** を **採用!**

生物顕微鏡

対象：高等学校以上（推奨）

# BA81-6SP

LED照明装置は充電式で、  
連続調光が可能です。

一軸式の粗微動焦準ハンドル  
で快適な操作性。

実習用モデルでは  
高級タイプの  
**PLAN ASC**  
**対物レンズ**  
を採用!

通常のPLAN  
よりコントラスト  
性能UP  
(当社比)



## PLAN対物レンズの特長



通常の対物レンズが中心部にしか焦点が合う領域が無いのに対し、PLAN対物レンズは広い範囲に焦点があう(平坦性がある)ようになっています。微細な観察が求められる際に大変有効なレンズです。ASC(アクロマートスーパーコントラスト)により、通常のアクロマートレンズより、より高いコントラストが得られる高性能対物レンズです。

PLAN対物レンズ

通常の対物レンズ

周囲まで  
クッキリ！

周囲はボケ  
たり歪んだり

Cat.No	114-341
形 名	BA81-6SP
価 格	¥82,000 (税込¥90,200)
総合倍率	40 ~ 600×
接眼レンズ	WF10×/18mm WF15×/13mm 接眼マイクロメータ取付枠つき
対物レンズ	プランアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ PLAN ASC 4× 10× S40×
鏡筒形式	単眼45°傾斜鏡筒 360°回転 接眼スリーブ内径23.2mm
焦準装置	ラックピニオン式粗動 精密ギヤ式微動 ステージ上下動式 一軸式粗微動ハンドル 微動最小目盛2μm 標本安全装置つき
レボルバ	4個穴 内向き
ステージ	移動距離：左右75mm 前後26mm 縦一軸XY操作ハンドル 一体型XYステージ
コンデンサ	アッペコンデンサ N.A.1.25 (油浸時) / 0.90 (乾燥時) 回転昇降式 虹彩式開口絞り 転出式拡散フィルタ内蔵
照明装置	LED (充電式、連続調光式)
大きさ・重さ	約W180×D270×H355mm 約4.2Kg
電 源	AC100-240V 50/60Hz (ACアダプタ)
付属品	接眼鏡用キャップ ACアダプタ 調整用六角レンチ (2種) ダストカバー 予備LED
格納箱	-

### ■補充部品

190057 対物レンズ ASC PLAN 4×	¥8,000 (税込 ¥8,800)
190058 対物レンズ ASC PLAN 10×	¥9,000 (税込 ¥9,900)
190059 対物レンズ ASC PLAN S40×	¥16,000 (税込 ¥17,600)

### ■オプション

190060 対物レンズ ASC PLAN S60×	¥22,000 (税込 ¥24,200)
190062 対物レンズ ASC PLAN S100×	¥24,000 (税込 ¥26,400)

顕微鏡に関する技術的なご相談は ☎ 0120-376-673 FAX.03-6854-0275 E-mail : soudan@shimadzu-rika.co.jp

**株式会社 島津理化** <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東 京 TEL 03-6854-0210 札 幌 TEL 011-758-0788  
仙 台 TEL 022-380-8950  
西日本営業部 大 阪 TEL 06-6454-3133 名古屋 TEL 052-857-9176  
福 岡 TEL 092-271-1418  
理化教育事業部 TEL 03-6854-0274 海外事業部 TEL 03-6854-0261

本 社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル