


三眼生物顕微鏡

Panthera C2

高性能なUC PLANレンズと 広視野（22mm）の接眼レンズ搭載！

LEDとハロゲンが交換可能なので、試料によって使い分けることができ便利。




対物レンズには、高性能
UCプランアクロマートレンズ
（防カビ加工）を採用

※Panthera C2で頸部組織を観察（400倍）




接眼レンズは広視野
22mmを標準搭載



スライド2枚保持可能な
ラックレスステージ



3W/LEDと30W/ハロゲンが交換可能な照明は
自動調光機能搭載



消し忘れ防止と点灯強度
がわかる赤色LED



背面には持ち運びに便
利な取っ手付き

Cat.No	114-998
形名	Panthera C2
価格	¥381,000 (税込¥419,100)
総合倍率	40 ~ 1000× (オプション: 20 ~ 1500×)
接眼レンズ	UC-WF 10×/ 22mm 視度調整可
対物レンズ	UCプランアクロマートレンズ 4× 10× S40× S100×-oil
鏡筒形式	ジードントップ式 三眼25°傾斜鏡筒 三眼分配比率 50 : 50
焦準装置	ラックピニオン式粗動/ギア駆動式微動 粗動ハンドルストッパー付き 微動最小目盛り2μm
ステージ	ラックレスメカニカルステージ スライド2枚保持
照明装置	ケーラ照明方式 LED 6V 3W ハロゲン6V 30W 自動調光機能
大きさ・重さ	W218×D400×H400mm 約8.4kg
付属品	接眼鏡用キャップ 三眼部キャップ 目当てゴム 油浸用オイル ダストカバー 六角レンチ (2.5mm) 電源コード (本体収納) ハロゲン/LED照明各1個 ブルーフィルタ

190033 接眼レンズ UC-WF10×/22mm	¥18,000 (税込¥19,800)
190024 対物レンズ UC PLAN 4×	¥18,000 (税込¥19,800)
190025 対物レンズ UC PLAN 10×	¥21,600 (税込¥23,760)
190027 対物レンズ UC PLAN S40×	¥30,000 (税込¥33,000)
190029 対物レンズ UC PLAN S100× oil	¥42,000 (税込¥46,200)
190048 はねのけコンデンサ	¥30,000 (税込¥33,000)
196853 ハロゲンランプ 6V30W	¥3,000 (税込¥3,300)
190050 LEDランプユニット 6000K 6V/3W	¥24,000 (税込¥26,400)
190052 電源ケーブル	¥1,800 (税込¥1,980)
190053 ハロゲン光源ユニット	¥21,600 (税込¥23,760)
190117 油浸オイル	¥1,200 (税込¥1,320)

■ オプション

190032 接眼レンズ N-WF15×/16mm	¥24,000 (税込¥26,400)
190023 対物レンズ UC PLAN 2×	¥48,000 (税込¥52,800)
190026 対物レンズ UC PLAN 20×	¥30,000 (税込¥33,000)
190028 対物レンズ UC PLAN S60×	¥42,000 (税込¥46,200)
190030 対物レンズ UC PLAN S100× WD2mm	¥80,000 (税込¥88,000)
190021 暗視野用スライダー	¥21,600 (税込¥23,760)
190679 ポラライザー	¥7,200 (税込¥7,920)
190022 アナライザー	¥8,400 (税込¥9,240)
190066 焦準調整付 Cマウントカメラアダプタ 0.35×	¥48,000 (税込¥52,800)
190064 焦準調整付 Cマウントカメラアダプタ 0.5×	¥34,000 (税込¥37,400)
190065 焦準調整付 Cマウントカメラアダプタ 0.65×	¥34,000 (税込¥37,400)
196838 Cマウントカメラアダプタ 1×	¥22,800 (税込¥25,080)
190049 位相差コンデンサ 暗視野付	¥81,600 (税込¥89,760)
190020 芯出し望遠鏡	¥18,000 (税込¥19,800)
190701 グリーンフィルター	¥2,400 (税込¥2,640)
190014 位相差対物レンズ UC PH 10× Ph1	¥36,000 (税込¥39,600)
190045 位相差対物レンズ UC PH 20× Ph2	¥42,000 (税込¥46,200)
190015 位相差対物レンズ UC PH S40× Ph2	¥69,600 (税込¥76,560)
190046 位相差対物レンズ UC PH S100×-oil Ph3	¥90,000 (税込¥99,000)
190017 位相差スライダー 3-Position	¥14,400 (税込¥15,840)
190019 位相差スライダー Ph2	¥13,200 (税込¥14,520)
190047 位相差スライダー Ph3	¥13,200 (税込¥14,520)
190051 LEDランプユニット 4500K 6V/3W	¥24,000 (税込¥26,400)

Panthera C2に顕微鏡デジタルカメラ Moticam 4000BMHを搭載

HDMIデジタルマイクロスコープ Panthera C2-4000BMH

Cat.No.114-9984 ¥740,800 (税込¥814,880)

- ・4K対応、ウルトラハイビジョン(829万画素)で細部の表現と自然な色の再現性を実現。
- ・マウスを使って様々なカメラ制御機能が操作可能。
- ・11.6インチ大型ディスプレイ搭載。
- ・SDカード/USBメモリを使用して静止画や動画の保存が可能。
- ・出力形式は4種類(HDMI、USBメモリ、SDカード、PC)



約830万画素
の高精細画像の
提示が可能

顕微鏡に関する技術的なご相談は ☎ 0120-376-673 FAX.03-6854-0275 E-mail : soudan@shimadzu-rika.co.jp

株式会社 島津理化 <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東京 TEL 03-6854-0210 札幌 TEL 011-758-0788
仙台 TEL 022-380-8950
西日本営業部 大阪 TEL 06-6454-3133 名古屋 TEL 052-857-9176
福岡 TEL 092-271-1418
理化教育事業部 TEL 03-6854-0274 海外事業部 TEL 03-6854-0261
本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル