

生徒用生物顕微鏡

SGT-600RLB/400RLB

反射鏡と LED の光源切替式生物顕微鏡



SGT-600RLB

総合倍率
40×～600×

SGT-400RLB

総合倍率
40×～400×



LED



微動

微動装置



バッテリー

■ 顕微鏡の使い方は反射鏡で教
えたいが、実際の観察は LED
光源で行いたい。そんな使い
方のできる光源切替式の顕微
鏡です。

■ 光源位置の調整など、面倒な
調整をする必要がありません。

切り替え可能



取り付け、取り外しが簡単な
ネジ式のベース部

SGT-600RLB

114-079B
114-079

¥56,400 (税込¥62,040) 格納箱付
¥40,000 (税込¥44,000)

SGT-400RLB

114-078B
114-078

¥49,400 (税込¥54,340) 格納箱付
¥33,000 (税込¥36,300)

生徒用生物顕微鏡 SGT-600RLB

Cat. No.	114-079B	114-079
形 名	SGT-600RLB	
価 格	¥56,400	¥40,000
税 込 価 格	¥62,040	¥44,000
格 納 箱	 格納箱	_____
総 合 倍 率	40 ～ 600× (40×・60×・100×・150×・400×・600×)	
接眼レンズ	WF10×/18mm WF15×/13mm 接眼マイクロメータ取付枠つき	
対物レンズ	アクロマートレンズ 4× 10× S40×	
鏡 筒	単眼 45° 傾斜鏡筒 360° 回転 接眼スリーブ内径 23.2mm	
焦 準 装 置	ラックピニオン式粗動 微動装置 ステージ上下動 標本安全装置つき	
照 明 装 置	LED (充電式、連続調光式) 平/凹反射鏡 交換可能	
付 属 品	接眼鏡筒キャップ ダストカバー 六角レンチ 粗動用スパナ AC アダプタ 平/凹反射鏡	

生徒用生物顕微鏡 SGT-400RLB

Cat. No.	114-078B	114-078
形 名	SGT-400RLB	
価 格	¥49,400	¥33,000
税 込 価 格	¥54,340	¥36,300
格 納 箱	 格納箱	_____
総 合 倍 率	40 ～ 400× (40×・100×・400×)	
接眼レンズ	WF10×/18mm 接眼マイクロメータ取付枠つき	
対物レンズ	アクロマートレンズ 4× 10× S40×	
鏡 筒	単眼 45° 傾斜鏡筒 360° 回転 接眼スリーブ内径 23.2mm	
焦 準 装 置	ラックピニオン式粗動 微動装置 ステージ上下動 標本安全装置つき	
照 明 装 置	LED (充電式、連続調光式) 平/凹反射鏡 交換可能	
付 属 品	接眼鏡筒キャップ ダストカバー 六角レンチ 粗動用スパナ AC アダプタ 平/凹反射鏡	

顕微鏡に関する技術的なご相談は ☎ 0120-376-673 FAX 03-6854-0275 E-mail soudan@shimadzu-rika.co.jp

株式会社 島津理化 <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東 京 TEL 03-6854-0210 札 幌 TEL 011-758-0788
仙 台 TEL 022-380-8950
西日本営業部 大 阪 TEL 06-6454-3133 名古屋 TEL 052-857-9176
福 岡 TEL 092-271-1418
理化教育事業部 TEL 03-6854-0274 海外事業部 TEL 03-6854-0261

本 社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル