

倒立顕微鏡 AE2000

無限遠光学系（CCIS®）の採用により、優れた光学性を実現
あらゆる無駄を排除し、シンプルで使いやすい！

- 付属の位相差スライダと対物レンズ4×、10×、20× および40×（オプション）を組み合わせることにより位相差観察を行うことが可能。
- LED照明・自動ON/OFF機能を採用して電気代の節約や環境負荷の低減を図った倒立顕微鏡。



双眼タイプ




三眼タイプ

Cat.No.	114-909	114-908
形 名	AE2000（双眼）	AE2000（三眼）
価 格	¥460,000（税込¥506,000）	¥525,000（税込¥577,500）
光学系	無限遠光学系（CCIS）	
総合倍率	40～200×（40×・100×・200×）	
接眼レンズ	N-WF10×/20mm 2個1対 視度調整可能	
対物レンズ	プランアクロマートフェーズ 4× 10× 20×	
鏡 筒	ジードトップ式 45°傾斜 眼幅調整範囲：48～75mm 接眼スリーブ内径：30mm	
焦準装置	ラックピニオン式粗動 精密ギヤ式微動 レボルバ上下動式 一軸式粗微動ハンドル 粗動ハンドルトルク調整可能 標本安全装置つき 微動最小目盛：2μm	
ステージ	角形固定式 中座交換方式 大きさ：W200×D239mm	
コンデンサ	位相差コンデンサ N.A.O.30 作動距離：72mm 虹彩絞り ラックピニオン昇降式	
照明装置	クリティカル照明方式 連続調光式 3W LED 光量インジケータ・自動ON・OFF機能つき	
大きさ・重さ	W217.5×D556×H492mm 約11kg	
電 源	AC100～240V 50/60Hz（ACアダプタ）	
付属品	接眼鏡用キャップ 三眼部キャップ 目当てゴム ダストカバー 六角レンチ（0.9/2.5mm 2種） ACアダプタ 拡散フィルタ グリーンフィルタ NDフィルタ 芯出し望遠鏡 芯出しドライバー	

倒立顕微鏡 AE2000 構成図

■はオプションです。





■ 補充分品

① 190700 芯出し望遠鏡 径30mm	¥18,000 (税込 ¥19,800)
② 190177 AEシリーズ用ガラス中座	¥5,000 (税込 ¥5,500)
③ 190178 AEシリーズ用中座 (金属)	¥4,600 (税込 ¥5,060)

■ オプション

④ 190124 対物レンズLWDPL Ph40X	¥84,000 (税込 ¥92,400)
⑤ 190183 φ35mmペトリディッシュホルダ 別途⑦と⑨が必要	¥9,600 (税込 ¥10,560)
⑥ 190184 φ54mmペトリディッシュホルダ 別途⑨が必要	¥9,600 (税込 ¥10,560)
⑦ 190185 φ65mmペトリディッシュホルダ 別途⑨が必要	¥9,600 (税込 ¥10,560)
⑧ 190188 血球計算盤ホルダ 別途⑨が必要	¥9,600 (税込 ¥10,560)
⑨ 190182 取付式メカニカルステージ ウェルプレートホルダA(128×86mm)込	¥145,200 (税込 ¥159,720)
⑩ 190187 ウェルプレートホルダB(132×88mm) 別途⑨が必要	¥23,900 (税込 ¥26,290)
⑪ 190064 焦準調整付 Cマウントカメラアダプタ 0.5× (1/3"型程度のイメージセンサ用)	¥34,000 (税込 ¥37,400)
⑫ 190065 焦準調整付 Cマウントカメラアダプタ 0.65× (1/2"型程度のイメージセンサ用)	¥34,000 (税込 ¥37,400)
⑬ 196838 Cマウントカメラアダプタ 1× (2/3"型程度のイメージセンサ用)	¥22,800 (税込 ¥25,080)
⑭ 190066 焦準調整付 Cマウントアダプタ 0.35× (1/3"型程度のイメージセンサ用)	¥48,000 (税込 ¥52,800)

※ ペトリディッシュホルダは、お使いになるペトリディッシュの直径に近いサイズのホルダをお選びください。



AE-2000(三眼)にデジタルカメラ
Moticam 4000BMHを搭載

HDMIデジタルマイクروسコープ
AE2000-4000BMH

Cat.No.114-9084 ¥884,800
(税込¥973,280)

- ・ 4K対応、ウルトラハイビジョン(829万画素)で細部の表現と自然な色の再現性を実現。
- ・ マウスを使って様々なカメラ制御機能が操作可能。
- ・ 11.6インチ大型ディスプレイ搭載。
- ・ SDカード/USBメモリを使用して静止画や動画の保存が可能。
- ・ 出力形式は4種類(HDMI、USBメモリ、SDカード、PC)



約830万画素
の高精細画像の
提示が可能

顕微鏡に関する技術的なご相談は ☎ 0120-376-673 FAX.03-6854-0275 E-mail : soudan@shimadzu-rika.co.jp

株式会社 島津理化 <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東京 TEL 03-6854-0210 札幌 TEL 011-758-0788
仙台 TEL 022-380-8950
西日本営業部 大阪 TEL 06-6454-3133 名古屋 TEL 052-857-9176
福岡 TEL 092-271-1418
理化教育事業部 TEL 03-6854-0274 海外事業部 TEL 03-6854-0261

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル