

実体顕微鏡

STC-102/STZ-105シリーズ

大型筐体と3種類の照明装置を搭載した実体顕微鏡NEWモデル。変倍式とズーム式に加え三眼モデルもラインナップ！



3種類のLED照明方式
を搭載



広い鏡筒作動距離
(68mm)




しっかり保持できる
大きな持ち手

- 鏡筒作動距離が68mmと広く、観察しながらの作業が容易です。
- 大型躯体で、安定した観察ができます。移動に便利な持ち手つきです。
- 状況によって使い分けられることができる便利な3種のLED照明を搭載しています。

作動距離
68mm

移動に便利な
大型
持ち手

3種類のLED照明方式を搭載



透過照明



落射照明 (斜め)



落射照明 (上方)



変倍式



ズーム式



ズーム式
三眼
モデル



Cat.No	114-794	114-792	114-796
形名	STC-102	STZ-105	STZ-105T
価格	¥58,000 (税込¥63,800)	¥81,000 (税込¥89,100)	¥113,000 (税込¥124,300)
総合倍率	20×・40× (変倍式)	10～30× (ズーム式)	
接眼レンズ	WF 10×/ 20mm 片眼視度調整可能	WF 10×/ 20mm 片眼視度調整可能	
対物レンズ	2× 4× 変倍切替式	1～3× ズーム式	
鏡筒形式	双眼45°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径30mm	双眼45°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径30mm	三眼45°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径30mm
焦準装置	ラックピニオン式粗動ハンドル		
作動距離	68mm		
ステージ	白/黒 丸ステージ (裏面は皿形状) 各1 透過用ガラスステージ ワンタッチ式クレンメル		
照明装置	LED (連続調光式) 落射 2種類(斜め/上方) 透過		
大きさ・重さ	W190×D300×H280mm 約3.6kg		
電源	ACアダプタ又はUSB給電 充電式 (充電電池3本)		
付属品	目当てゴム ダストカバー 六角レンチ (0.9mm) ACアダプタ ステージ円板 (白黒、ガラス)	目当てゴム ダストカバー 六角レンチ (0.9/2.5mm 2種) ACアダプタ ステージ円板 (白黒、ガラス)	三眼部キャップ 目当てゴム ダストカ バー 六角レンチ (0.9/2.5mm 2種) ACアダプタ CSマウントアダプタ ステージ円板 (白黒、ガラス)

顕微鏡に関する技術的なご相談は ☎ 0120-376-673 FAX.03-6854-0275 E-mail : soudan@shimadzu-rika.co.jp

株式会社 島津理化 <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東京 TEL 03-6854-0210 札幌 TEL 011-758-0788
仙台 TEL 022-380-8950
西日本営業部 大阪 TEL 06-6454-3133 名古屋 TEL 052-857-9176
福岡 TEL 092-271-1418
理化教育事業部 TEL 03-6854-0274 海外事業部 TEL 03-6854-0261

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル