

双眼実体顕微鏡

VCT-VBL シリーズ

コードレス&充電式の双眼実体顕微鏡。

コンパクトな仕上がりのため場所を選ばず、フル充電で50時間*連続使用が可能です。

*実際は多少の自然放電があるため、使用時間は目安です。

場所を選ばずに使うことができ、様々な場面で活躍！

光源に白色LEDを採用しており、従来のハロゲンランプと比較して長寿命、低消費電力で、色温度が自然光に近いため観察像には影響ありません。



【鏡筒固定式】
VCT-VBL1e

総合倍率
(回轉變倍式)
20×
40×



【鏡筒360°回転式】
VCT-VBL2e



VCT-VBL1eの作動距離



VCT-VBL2eの作動距離

- 光源に白色LEDを採用しており、従来のハロゲンランプと比較して長寿命、低消費電力です。
- 落射・透過・落射＋透過の3種の照明方法が随時切り替えられます。
- 観察が容易に行える45°傾斜鏡筒は、左右の眼幅、左眼の視度を調節することができ、立体的な正立像を観察できます。
- VCT-VBL2eは、鏡筒が360°回転可能です。(VCT-VBL1eは固定式)
- 対物レンズは回転変倍式で、レンズを交換することなくワンタッチで20×・40×の倍率転換ができます。(VCT-VBL1eは180°回転式、VCT-VBL2eは90°回転式)
- 支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式で、岩石や植物の観察が容易に行えます。



ABS樹脂製の丸型ステージは裏面が皿としても利用できます。

Cat.No	114-783	114-787（格納箱つき）	114-784	114-788（格納箱つき）
形 名	VCT-VBL1e		VCT-VBL2e	
価 格	¥31,000（税込¥34,100）	¥44,200（税込¥48,620）	¥39,000（税込¥42,900）	¥52,200（税込¥57,420）
総合倍率	20×・40×			
接眼レンズ	WF10×/20mm 1対			
対物レンズ	2×・4× 回転変倍式（180°回転）		2×・4× 回転変倍式（90°回転）	
鏡 筒	ジードトップ式 双眼45°傾斜鏡筒 固定式		ジードトップ式 双眼45°傾斜鏡筒 360°回転	
	左眼視度調節 眼幅調節範囲:51～75mm 接眼スリーブ内径30mm			
焦準装置	支柱スライド/ラックピニオン2段方式 鏡筒上下動 焦準ハンドル回しすぎ保護機能付き			
作動距離	45mm		75mm	
ステージ	径80mm 丸型ステージ ABS樹脂製白黒別ステージ・ガラス製（透過照明用）各1式 クレンメル			
照明装置	落射照明：LED5個 透過照明：LED1個 落射/透過/落射+透過			
大きさ・重さ	W115×D187×H270mm 約2.5kg		W115×D187×H280mm 約2.5kg	
付属品	ダストカバー 粗動用スパン ACアダプタ ステージ円板（白、黒、ガラス）			
格納箱	—	●		—

■ 補充部品

190490 接眼レンズ WF10×(2個組)	¥14,400 (税込 ¥15,840)
196848 LED落射ランプ B	¥2,200 (税込 ¥2,420)
196849 LED透射ランプ C	¥2,200 (税込 ¥2,420)

■ オプション

190498 接眼レンズ WF15×(2個組)	¥16,800 (税込 ¥18,480)
190497 接眼レンズ WF20×(2個組)	¥16,800 (税込 ¥18,480)
114-094 VCT用木製格納箱	¥13,200 (税込 ¥14,520)
115-150 複式十字動載物装置 XY-6S	¥32,600 (税込 ¥35,860)

顕微鏡に関する技術的なご相談は ☎ 0120-376-673 FAX.03-6854-0275 E-mail : soudan@shimadzu-rika.co.jp

株式会社 島津理化 <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

理化教育事業部 TEL 03-6854-0274

支 店 東 京 TEL 03-6854-0210 大 阪 TEL 06-6454-3133

営業所 札 幌 TEL 011-758-0788 仙 台 TEL 022-380-8950

名古屋 TEL 052-857-9176 福 岡 TEL 092-271-1418

海外事業部 TEL 03-6854-0261

本 社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル