

網入りガラスで飛散防止!

上・下2段式のステンレス製薬品庫


Reagent Storage Cabinet

薬品庫 RC-180S

Cat.No 143-510 上・下段セット ¥402,000 (税込¥442,200)



* ボトル類は付属いたしません。



上段には網入りガラスを使用。
万が一破損した際にガラスが飛び散るのを防ぎます。



下段は薬品庫として使用。
管理が必要な薬品はここに保管します。もちろん施錠できます。

- 上段は器具格納用、下段は薬品用と2つの収納機能を持ち、スペースを有効に使える便利さをもっています。
- 上下段連結固定用、床固定用の金具を付属し、安全に使用できます。
- 薬品庫には砂皿用小型コンテナを付属しており、もちろん施錠できます。
- 上段には網入りガラスを使用していますので、万が一破損した際にガラスが飛び散るのを防ぎます。



* ボトル類は付属いたしません。

Cat.No	143-512	143-514
形 名	RC-180S 上段	RC-180S 下段
価 格※	¥201,000 (税込¥221,100)	¥201,000 (税込¥221,100)
材 質	ステンレスSUS304	
仕 様	器具格納庫 網入りガラスつき両開き戸棚（施錠可能） 棚板（高さ可変）2枚つき	薬品庫 劇毒物室（下段内）W788×D370×H350mm（専用施錠つき） 棚板（高さ可変）1枚つき 劇物・毒物マークつき
大きさ・重さ	W900×D420×H900mm 約32kg	W900×D420×H900mm 約34kg
付 属 品	—	砂皿用小型コンテナ 3個 実験用整理箱 1個 床固定金具 1組 上下段固定金具 1組

※別途送料がかかります。

■補完部品

193349 外扉用鍵（1991年以前製造・指掛凹み取っ手）	2個組	¥5,200 (税込 ¥5,720)
193344 外扉用鍵（TAKIGEN印字J形取っ手 無番号）	2個組	¥4,300 (税込 ¥4,730)
193345 外扉用鍵（TAKIGEN印字J形取っ手 No.300）	2個組	¥4,300 (税込 ¥4,730)
193346 外扉用鍵（TAKIGEN印字J形取っ手 No.400）	2個組	¥4,800 (税込 ¥5,280)

193347 外扉用鍵（TAKIGEN印字J形取っ手 No.500）	2個組	¥4,800 (税込 ¥5,280)
193348 外扉用鍵（TAKIGEN印字J形取っ手 No.9500）	2個組	¥4,800 (税込 ¥5,280)
193350 内扉用鍵	2個組	¥4,800 (税込 ¥5,280)

* 外扉用鍵で上記に該当しないものは当社営業にご相談ください。

理科製品に関する技術的なご相談は島津理化 HP お問い合わせフォームから <https://www.shimadzu-rika.co.jp/contact/index.html>



株式会社 島津理化 <https://www.shimadzu-rika.co.jp/>

東日本営業部 東 京 TEL 03-6854-0210 札 幌 TEL 011-758-0788
仙 台 TEL 022-380-8950
西日本営業部 大 阪 TEL 06-6375-2551 名古屋 TEL 052-857-9176
福 岡 TEL 092-271-1418
海外事業部 TEL 03-6854-0261

本 社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル